



MEDİKAL ÜRÜNLER KATALOĐU
Medical Products Catalogue



www.onguntekstil.com.tr

1994 yılında Ilgaz markası altında faaliyete başlayan Ongun Tekstil, sağlık sektörünün gazlı bez ihtiyacını ,10.000 m2 kapalı üretim alanına sahip Kastamonu'daki fabrikasında karşılamaktadır.

Ongun Tekstil, CE 2195 ve EN ISO 13485: 2016 kalite belgelerine sahip entegre tesislerinde, % 100 pamuk ipliğinden gazlı bez ve türevlerinin üretimini yapmaktadır.

Ongun Tekstil; Hidrofil Gazlı Bez, Hidrofil Gaz Kompres, Hidrofil Sargı Bezi, Batın Kompres, Pamuklu Ped, Tıbbi Ortopedik Alçılı Sargı, Tıbbi Ortopedik Alçı Pamuğu, Elastik Bandaj, Fındık Tampon ve Hidrofil Pamuk üretmektedir.

Dünya pazarlarında üretilen gazlı bez çeşitlerinin birçoğunu Türkiye'de de üreten Ongun Tekstil, iç ve dış pazarlara yönelik geniş ürün yelpazesi ile ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal Değerlerimiz

- Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Kaliteli Ürünler
- Çözüm Üretme
- Kolay Ulaşılabilirlik
- Inovasyon
- Çevreye Saygı
- Yasalara Saygı
- Müşteri Memnuniyeti
- Yasal ve Etik Rekabet

27.Yıl



Ongun Tekstil, founded in 1994, meets the gauze needs of health sector under the brand of Ilgaz with its 10.000 sqm. closed area in Kastamonu.

Ongun Tekstil, in its integrated facilities with CE 2195 and EN ISO 13485: 2016 quality certificates, manufactures 100% cotton gauze and its derivatives.

Ongun Tekstil manufactures hydrophilic gauze, hydrophilic gauze compress, hydrophilic abdominal sponge, hydrophilic cotton pad, hydrophilic bandage, plaster of paris, padding bandage, elastic bandage, round gauze balls and hydrophilic cotton.

Manufacturing most of the gauze types; produced in the world markets in Turkey, Ongun Tekstil aims to make serious contributions to the country's economy with its wide product range for domestic and foreign markets.

Our Values and Standards

- Quality Products Conforming to National and International Standards
- Creating Solutions
- Accessibility
- Innovation
- Respect for the Environment
- Respect for the Law
- Customer Satisfaction
- Legal and Ethical Competition





Hidrofil Gazlı Bez

Batin kompres, gaz kompres ve pamuklu pedin yapımında kullanıldıktan sonra kalp ya da merkezi dolaşım sistemi ve merkezi sinir sistemi ile doğrudan temas etmeyen operasyonlarda, kanı tampon etmek, yaralarda pansuman malzemesi ya da salgı emilimi veya baskılanması için mekanik bariyer olarak kullanılır

Gazlı Bez, %100 pamuk ipliğinden, 90 cm. eninde 100 mt. boyunda üretilir ve iplik aralığı cm² de 16, 18, 20, 22 teldir. İstenildiği takdirde x-ray iplikli olarak da üretilen hidrofil gazlı bez, beyaz renktedir. Absorbe gücünün yüksek olmasından dolayı sağlık sektöründe tampon ve gaz kompres formunda etkin olarak kullanılır

Hydrophilic Gauze

After being used in the production of abdominal sponge and gauze swab, it is used as a mechanical barrier for tamponade, wound dressing or secretion absorption/suppression in surgical interventions that do not come into direct contact with the heart or central circulatory system and central nervous system

Content	: %100 cotton yarn
Sizes	: Width: 90 cm – Length: 100 mt
Physical properties	: White
Product kinds	: 16 – 18- 20 – 22 string options are available



Hidrofil Gaz Kompres

Hasarlı deri ve hasarlı mukoza membran ile temas eden tüm cerrahi operasyonlar sonrası invazif olmayan işlemlerde öngörülen ameliyat yeri ve yaralarda pansuman malzemesi ya da salgı emilimi veya baskılanması için mekanik bariyer olarak kullanılır

Gaz Kompres; 5 cm x 5 cm, 7,5 cm x 7,5 cm, 7,5 cm x 15 cm, 10 cm x 10 cm, 8 cm x 18 cm ve 10 cm x 20 cm ölçülerinde ve 4, 8, 12, 16 kat olarak üretilmektedir

Gazlı bezden üretilen gaz kompres, cerrahi katlama yöntemi ile katlandığından yaranın enfeksiyon kapma riskini minimuma indirir

Nonsteril, steril, x-rayli ve x-raysiz çeşitleri mevcuttur

Nonsteril Gaz kompres ,steril edildikten sonra yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte edilmiş el ile kullanılmalıdır

Gaz kompres ürünü steril ise ; yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte edilmiş el ile kullanılmalıdır

Hydrophilic Gauze Compress

It is used as a dressing material or as a mechanical barrier for secretion absorption or suppression in surgical sites and wounds prescribed in non-invasive procedures, after all surgical interventions in contact with damaged skin and damaged mucosa

Folded-in edges of gauze compress will help prevent fraying and minimize the risk of any infection

Before opening the package, the user should clean their hands thoroughly with soap and water. If possible, the product should be used with a sterile forceps, if not, only by holding from the corner and immediately after removing it from its packaging

Sizes	: 5 cm x 5 cm - 7,5 cm x 7,5 cm - 7,5 cm x 15 cm - 10 cm x 10 cm 8 cm x 18 cm - 10 cm x 20 cm
-------	--

Physical properties	: White
Product kinds	: Sterile, non sterile, with X Ray and, without X Ray 4-8-12-16 layer options are available



Hidrofil Batın Kompres

Kalp ya da merkezi dolaşım sistemi ve merkezi sinir sistemi ile doğrudan temas etmeyen batın cerrahi operasyonlarında (kolon, mide, vb.) kanı tampon ederek, doku ve organlar arasında ayırıcı ve yaralarda pansuman malzemesi ya da salgı emilimi veya baskılanması için mekanik bariyer olarak kullanılır

Batın Kompres; 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 45 cm x 45 cm ebatlarında ve istenen kat sayısında üretilmektedir

Nonsteril, steril, x-rayli ve x-raysiz çeşitleri mevcuttur

Nonsteril Batın kompres , steril edildikten sonra yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte edilmiş el ile kullanılmalıdır

Batın kompres steril ise ; yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte edilmiş el ile kullanılmalıdır

Hydrophilic Abdominal Sponge

It is used in abdominal surgical operations (colon, stomach, etc.) by buffering blood, separating tissues and organs, dressing material in wounds or mechanical barrier for secretion absorption or suppression


Before opening the package, the user should clean their hands thoroughly with soap and water. If possible, the product should be used with a sterile forceps, if not, only by holding from the corner and immediately after removing it from its packaging

It can be produced in different layers

Sizes : 30 cm x 30 cm - 40 cm x 40 cm - 45 cm x 45 cm

Physical properties : White

Product kinds : Sterile, nonsterile, with X Ray and without X Ray



Hidrofil Pamuklu Ped

Hidrofilize edilmiş, yüksek emici güce sahip ve pamuk ipliğinden üretilen gazlı bezin ortasında hidrofil pamuk koyarak, kenarlarından lifler vermeyecek ve iplik çıkmayacak şekilde hazırlanan tıbbi sarf malzemedir

Cerrahi operasyonlarda, açık yaralarda, batın ameliyatlarında ve doğumdan sonra pansuman ped olarak kullanılır

Nonsteril, steril, x-rayli ve x-raysiz çeşitleri mevcuttur

Nonsteril Pamuklu ped , yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte edilmiş el ile kullanılmalıdır

Pamuklu ped steril ise ; Yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte edilmiş el ile kullanılmalıdır

Hydrophilic Cotton Pad

It is a kind of medical consumable supply that is made of gauze produced by hydrophilic, high absorbing cotton yarn prepared with hydrophilic cotton in the middle the way that fibers and yarns stays stitched on edges

It is used in surgical operations, open wounds, abdominal surgeries and after the birth as dressing pad

Before opening the package, the user should clean their hands thoroughly with soap and water. If possible, the product should be used with a sterile forceps, if not, only by holding from the corner and immediately after removing it from its packaging

Product kinds : Sterile, nonsterile, with X Ray and without X Ray



Hidrofil Rulo Sargı Bezi

5 cm,7 cm,10 cm, 15 cm, 20 cm enlerinde ve istenilen uzunlukta üretilmektedir. Sargı bezinin örgülü kenarları iplik bırakmaz ve bu nedenle kullanıldığı bölgede meydana gelebilecek enfeksiyon riskini azaltır.

Hydrophilic Gauze Bandage

It's manufactured at widths 5 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm and 20 cm , custom lengths can be made . Yarn is not loosened at knitted edges of gauze bandage, therefore it reduces the risk of infection where it is used.



Elastik Bandaj

Sıkıştırma ve destek gerektiren hafif yaralanmalarda tamponu tespit etmek, kas zedelenmelerinde kası iyileşme süresi boyunca mümkün olduğunca sabit tutmak ve kas hareketini destekleyerek yükü üzerinden almak ve bazen doktorun öngördüğü varis tedavilerinde kullanılır.

Elastik bandaj ; 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm ve 20 cm enlerinde 1,5 mt-2 mt-2,5 mt-2,7 mt ve 3 mt uzunluklarında üretilmektedir.

Elastic Bandage

It is used to fix buffering in minor injuries that require compression and support, to keep the muscle as stable as possible during the recovery period in muscle injuries and to take the load off by supporting muscle movement, and sometimes in varicose treatments prescribed by the doctor.

Elastic bandage; it can be produced in 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm and 20 cm widths and in 1.5 mt-2 mt-2.5 mt-2.7 mt and 3 mt lengths.



Alçılı Sargı Bezi

%100 pamuk ipliğinden yapılmış hidrofil gazlı bez üzerine ve ortopedik alçıyla işlem yapılarak üretilmekte olup sertleşme süresi 2-8 dk arasında olmaktadır.

Alçılı sargı bezi ıslatıldığında uygulama esnasında kolayca şekillendirilir.

Alçılı sargı bezi cildin nefes alması, cilt ile alçılı sargı bezi arasında nemli bölge olmaması ve sert yüzeyin cilde zarar vermemesi için uygulanacak bölgenin tamamına hidrofil pamuk veya benzeri ürün sarıldıktan sonra uygulanmalıdır.

Kullanım alanları, kırıklarda sabitlemeden dairesel dönüşlerle uygulanan alçılamar, ortopedik düzeltmeler, eklem ve kemik düzensizlikleridir

Alçılı sargı bezi; 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm enlerinde ve istenilen uzunluklarda üretilmektedir.

Yalnızca yetkili sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.

Plaster of Paris

Made of 100% cotton yarn – gauze bandage and orthopedic plaster and the time for starting for hardening takes place between; 2-8 minutes

When plaster bandage is wetted, it is easily shaped during application

Plaster bandage should be applied after wrapping the entire area with a hydrophilic cotton or similar product so that the skin can breathe, there is no moist area between the skin and the plaster bandage and the hard surface does not damage the skin

Areas of usage; plastering applied by circular rotations without fixing in fractures, orthopedic corrections, joint and bone irregularities

It is produced as 5 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm and 20 cm in widths and various lengths

It can be only used by trained and authorised healthcare personnel



Alçı Altı Pamuğu

Alçılı sargı bezinin sarıldığı alandaki tahrişi önlemek amacıyla tasarlanmış olan alçı altı pamuğu medikal sentetik elyaf malzeme kullanılarak imal edilmiştir.

Sürtünmeyi önler ve sürtünmeye bağlı yara ile tahriş oluşması riskini minimum düzeye indirir. Kolayca yırtılıp ayrılabilirdiğinden uyum göstermeye ve uygulama kolaylığına katkıda bulunmakta olup, alçı pamuğu kullanıldığı durumlarda kırığa alçının ağırlık yapması da azaltılmış olur.

Alçı altı pamuğu ; 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm enlerinde 1,5 mt - 2,0 mt - 2,5 mt - 2,7 mt ve 3,0 mt uzunluklarında üretilmektedir.

Padding Bandage

Designed to prevent irritation in the area where the plaster bandage is wrapped, padding bandage is made of medical synthetic fiber material

It prevents friction and minimizes the risk of friction wound and irritation. Since it can be easily torn and separated, it contributes to adaptability and ease of application. At the same time, the weight of the plaster on the fracture is reduced when a padding is used

It can be produced in widths of 5 cm, 7.5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, and in 1.5 mt-2 mt-2.5 mt-2.7 mt and 3mt lengths



Fındık Tampon

Hasarlı deri ve hasarlı mukoza membran ile temas eden tüm cerrahi operasyonlar sonrası , invazif olmayan işlemlerde öngörülen ameliyat yeri ve yaralarda pansuman malzemesi ya da salgı emilimi veya baskılanması için mekanik bariyer olarak kullanılır

Nonsteril, steril, x-rayli ve x-raysiz çeşitleri mevcuttur

İstenilen ebatlarda üretilmektedir

Fındık tampon , yetkili sağlık personeli tarafından steril bir pens ile ya da dezenfekte edilmiş el ile kullanılmalıdır

Round Gauze Balls

It is used as a dressing material or as a mechanical barrier for secretion absorption or suppression in surgical sites and wounds prescribed in non-invasive procedures, after all surgical operations in contact with damaged skin and damaged mucous membrane

Nonsterile, sterile, x-ray and non-x-ray types are available

It can be produced in all sizes

Gauze balls should be used by trained and authorised healthcare personnel with a sterile forceps or a disinfected hand



Hidrofil Pamuk

%100 saf pamuktan imal edilmiştir.

Steril değildir

Türk kodeksine uygundur

TS 4786 standartlarında imal edilmiştir

1000 gr paketli olarak mevcuttur

Hydrophilic Cotton

Made of 100 % cotton

Non sterile

Complies with Turkish Codex Standards

Manufactured in accordance with TS 4786

1000 Gr package

SZUTEST

SERTİFİKA

Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
SERTİFİKA NO: 31835901

ONGUN TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Zafer Mah. 146. Sok. No:15/A Esenyurt / İstanbul / TÜRKİYE
Fabrika : Pulcular Mah. Demokrasi Caddesi No:3 Taşköprü / Kastamonu / TÜRKİYE

EN ISO 13485:2016

Steril ve Steril Olmayan X-Raylı ve X-Raysız Gazlı Bezler, Gaz Kompresler, Batın Kompresler ve Pamuklu Pedlerin Üretimi ve Toptan Satışı Alçılı Sargı Bezleri, Steril ve Steril Olmayan Hidrofil Sargı Bezleri ve Elastik Sargı Bezlerinin Üretimi ve Toptan Satışı

Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemine yukarıda belirtilen kapsam dahilinde sahip olduğunu onaylar.

Yayın Tarihi 25.12.2018
Geçerlilik Tarihi 24.12.2021



Canel Aksoy, Yönetimci

Bu Sertifikayı doğrulamak için Türkiye'de bulunan bir akıllı telefonla QR kodunu okuyunuz. İhtiyaç halinde gerekli bilgileri www.szutest.com.tr adresinden veya 05 347 74 14 15 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Türkiye'de bulunan bir akıllı telefonla QR kodunu okuyarak gerekli bilgileri www.szutest.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.
Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sok. No:1 Umranıye 34774 İSTANBUL / TÜRKİYE

Szutest.com.tr

SZUTEST

CERTIFICATE

Medical Devices Quality Management System
CERTIFICATE NO: 31835901

ONGUN TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Head Office : Zafer Mah. 146. Sok. No:15/A Esenyurt / İstanbul / TÜRKİYE
Factory : Pulcular Mah. Demokrasi Caddesi No:3 Taşköprü / Kastamonu / TÜRKİYE

EN ISO 13485:2016

Manufacturing and Wholesales of Steril and Non-Steril Medical Gazues, Gauze Compresses, Abdominal Compresses and Cotton Pads with and without XR Thread Manufacturing and Wholesales of Plaster and Paris Bandages, Sterile and Non-Sterile Absorbent Gazues and Elastic Bandages

Approves that the Medical Devices Quality Management System implemented for above scope.

Issue Date 25.12.2018
Expiry Date 24.12.2021



Deputy General Manager

The certificate inquiry is made by reading the QR codes by mobile devices, providing necessary information on <http://public.szutest.com.tr> or by using BDS No on <https://tbb.turkak.org.tr>.

SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.
Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sok. No:1 Umranıye 34774 İSTANBUL / TÜRKİYE

Szutest.com.tr

SZUTEST

EC CERTIFICATE AT SERTİFİKA

According to Annex V of the Directive 93/42/EEC on Medical Devices
93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek V'e göre

Production Quality Assurance System
Üretim Kalite Güvencesi

Certificate Number: 2195-MED-1333301
Sertifika Numarası

Manufacturer: ONGUN TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Üretici: Head Office/Merkez: Zafer Mah. 146. Sok. No:15/A Esenyurt / İstanbul / TÜRKİYE
Factory/Fabrika: Pulcular Mah. Demokrasi Caddesi No:3 Taşköprü / Kastamonu / TÜRKİYE

Product(s): Sterile and Non-Sterile Disposable Medical Gauze
Ürün(ler): Steril ve Steril Olmayan Tek Kullanımlık Tıbbi Bez

Model(s): Product specification is given on the second page.
Model(ler): Ürün detayları ikinci sayfada belirtilmektedir.

Reference Report No: MM0408-P006-R01, MM0408-P006-R02
Referans Rapor No

Szutest, Notified Body 2195, declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system according to Annex V, Section 3 of the directive 93/42/EEC on medical devices. This quality assurance system covers those aspects of manufacturing concerned with securing and maintaining safe conditions of the respective product(s) and conforms to the provisions of this Directive. The approved quality system is subject to surveillance pursuant to Annex V, Section 4 of Directive 93/42/EEC and unannounced audits.

Szutest must be informed of any significant changes in the design and/or construction of the product(s).

2195 kimlik numaralı Onaylanmı Kuruluş Szutest, yukarıda belirtilen üreticinin 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği EK V bölüm 3'üne göre bir kalite yönetim sistemi uyguladığını, bu yönetim sisteminin yönetildiğini sadece baharı geçen ürünün üretimini güvenlik koşullarını sağlama ve devamlı etimle ilgili gereksinimlerin karşılandığını beyan eder. Onaylanın bu kalite yönetim sistemi, 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği EK V, bölüm 4'e göre periyodik olarak gözlemlene ve habersiz saha denetimlerine tabidir. Üretici, ürünlerinin tasarımında ve yapısında gerçekleştirildiği önemli değişiklikleri Szutest'e bildirmek zorundadır.

This EC certificate is valid till 2023-11-27.
Bu AT Sertifikası 2023-11-27 tarihine kadar geçerlidir.

Issue Date/Yayın Tarihi: 2013-11-29
Revision No / Revizyon No.: 05 Recertification/Yeniden Belgelendirme
Revision Date/ Revizyon Tarihi: 2018-12-25

Rukiye BALKAN
Deputy General Manager
Genel Müdür Yardımcısı

SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.
Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sok. No:1 Umranıye 34774 İSTANBUL / TÜRKİYE

Szutest.com.tr

SZUTEST

Certificate Number: 2195-MED-1333301
Sertifika Numarası

Product Specification:
Ürün Detayları

Non-Sterile Absorbent Gauze with/without X-Ray
Steril Olmayan X-Raylı ve X-Raysız Emici Gazlı Bez

Sterile and Non-Sterile Absorbent Gauze Compress with/without X-Ray
Steril ve Steril Olmayan X-Raylı ve X-Raysız Emici Gaz Kompres

Sterile Absorbent Bandage
Steril Emici Sargı Bezi

Sterile and Non-Sterile Surgical Cotton Pad with/without X-Ray
Steril ve Steril Olmayan, X-Raylı ve X-Raysız Cerrahi Pamuklu Ped

Sterile Elastic Bandage
Steril Elastik Sargı Bezi

Sterile and Non-Sterile Abdominal Compress with/without X-Ray
Steril ve Steril Olmayan X-Raylı ve X-Raysız Batın Kompres



SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.
Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sok. No:1 Umranıye 34774 İSTANBUL / TÜRKİYE

Szutest.com.tr





Merkez Ofis
Zafer Mah. 146. Sok. No.15/A Esenyurt İSTANBUL
Tel. +90.212 494 46 94
Faks. +90.212 494 46 95 info@onguntekstil.com.tr

Fabrika
Pulcular Mah. Demokrasi Cad. No.3 Taşköprü KASTAMONU
Tel. +90.366 417 17 33
Faks. +90.366 417 17 34